

## Инструкция по эксплуатации **SENSO (СЕНСО)**

### СОДЕРЖАНИЕ

Противопоказания.....	2
Указания по технике безопасности .....	2
Медицинские показания .....	3
Рекомендации по уходу .....	3
Правила по эксплуатации.....	3
Технические характеристики .....	3
Пульт ДУ.....	4



## ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Покупкой массажного кресла «SENSO» Вы показали, что внимательно относитесь к своему здоровью. Пожалуйста, перед началом использования внимательно прочитайте инструкции по эксплуатации.

Желаем Вам много радости в использовании Вашего персонального «SENSO»!

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Пожалуйста, не используйте прибор, если Вы:

- страдаете сердечными заболеваниями,
- страдаете остеопорозом,
- беременны,
- имеете злокачественную опухоль,
- страдаете расстройствами восприятия,
- имеете физические недостатки,
- проходите медицинское лечение.

## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- **ВНИМАНИЕ!** Во избежание несчастных случаев не прикасайтесь руками к открытым массажным головкам.
- В целях безопасности, не вскрывайте кресло самостоятельно.
- При возникновении недомоганий во время использования кресла немедленно обратитесь к врачу.
- Во избежание удара током или травм во время использования, не оставляйте Ваших детей без присмотра.
- Не используйте кресло в местах с повышенной влажностью и высоким температурным режимом.
- Не используйте поврежденные вилки, кабели или незакрепленные чехлы. Если вилка или кабель повреждены, они должны быть заменены представителем Сервисной службы.
- Не дергайте, не крутите массажное кресло. Не вставляйте на него и не кладите тяжелые предметы.
- После использования или длительного перерыва в работе отключайте массажное кресло от сети питания, чтобы предупредить удар током, ожоги или возгорание.
- Если массажное кресло не работает, немедленно отключите его от сети и обратитесь в Сервисный центр.
- Не прикасайтесь к вилке, массажным головкам мокрыми руками.
- Не используйте массажное кресло сразу после еды, т.к. возможен приступ тошноты.
- Рекомендуемое время массажа – не более 30 минут. Злоупотребление массажем может привести к перевозбуждению нервной и мышечной систем.



### МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ

Если Ваш врач не запретил Вам делать массаж, то Вы можете наслаждаться массажем при помощи кресла «SENSO» без каких-либо сомнений.

Массаж производит повышенное воздействие в положении лежа. Поэтому рекомендуем начинать сеанс массажа сидя.

Массаж не должен вызывать неприятных ощущений. Чрезмерный массаж также может навредить организму.

Беременные, больные и дети не должны пользоваться массажным креслом. Массаж может быть опасен при повреждениях позвоночника и после оперативных вмешательств. Если у Вас возникли сомнения, перед применением проконсультируйтесь с Вашим врачом.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Вы приобрели продукт, произведенный из высококачественных материалов. Ему требуется соответствующий уход:

- Храните массажер в сухом и защищенном от пыли месте.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей и влаги.
- Не используйте агрессивные моющие средства.

Соблюдайте правила эксплуатации и ухода, и Ваше кресло прослужит Вам долго!

### ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед началом использования массажного кресла проверьте, соответствует ли напряжение в розетке напряжению, указанному в Инструкции по эксплуатации.
- Перед началом использования массажного кресла проверяйте, подключен ли аппарат к сети питания.
- Если кресло подключено правильно, на пульте загорается сигнал включения

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основное напряжение: 220-240 Вольт

Частота: 50Гц

Входное напряжение: 200 Вольт



## ПУЛЬТ ДУ

**(1) ON/OFF**

Включение/выключение массажного кресла

**(2) AUTO**

Вы можете выбрать одну из трех автоматических программ:

RELAX – расслабление

THERAPY – восстановление

SMOOTH – мягкий массаж

**(3) TIMER**

Таймер установки длительности массажа с шагом 5 мин.

**(4) BACK LIGHT**

Подсветка дисплея

**(5) NECK**

Массаж воротниковой зоны

**(6) SPEED**

Вы можете выбрать два уровня скорости массажа воротниковой зоны

**(7) BACK**

Массаж спины

**(8) SPEED**

Вы можете выбрать уровни скорости массажа спины

**(9) SEAT ON/OFF**

Массаж области ягодиц и бедер

**(10) VIBRATION MODE**

Включение/выключение вибрации в режиме массажа области ягодиц и бедер

**(11) INTENSITY**

Вы можете выбрать одну из трех степеней интенсивности массажа области ягодиц и бедер

**(12) CALVES ON/OFF**

Массаж икроножных мышц

**(13) VIBRATION MODE**

Включение/выключение вибрации в режиме массажа икроножных мышц

**(14) INTENSITY**

Вы можете выбрать одну из степеней интенсивности массажа икроножных мышц

